



## Extra voordelen van de Ness L300

Het L300 Systeem biedt de volgende voordelen voor mensen met een sleepvoet:

- Natuurlijker bewegen tijdens het lopen
- Sneller, stabiel en met meer vertrouwen lopen
- Verminderen van de val kans
- Opnieuw opbouwen van de spieractiviteit
- Voorkomen van spierverlies (Atrofie)
- Behouden of verbeteren van de bewegingsuitslag
- Bevorderen van de bloedcirculatie

Meer informatie over het NESS L300 Systeem voor een sleepvoet en het NESS L300 Plus Systeem vindt u op onze website [www.bioness.com](http://www.bioness.com)

Volg ons op:



[www.youtube.com/user/BionessLiveOn](http://www.youtube.com/user/BionessLiveOn)



[www.twitter.com/BionessEU](http://www.twitter.com/BionessEU)



[www.facebook.com/Bioness Europe](http://www.facebook.com/Bioness Europe)



0800 6377 633  
[info@nl.bioness.com](mailto:info@nl.bioness.com)  
[www.bioness.com](http://www.bioness.com)

1. Hausdorff JM, et al. *Am J Phys Med Rehab.* 2008;87(11):4-13.  
 2. Hausdorff JM, et al. *J Neurol Phys Ther.* 30(4):207

Individual results vary. Consult with a qualified physician to determine if these products are right for you.

Contraindications, Adverse Reactions and Precautions are available on-line at [www.bioness.com](http://www.bioness.com) (also available in the NESS L300 Plus User's Guide).

NESS L300®, NESS L300® Plus, Intelli-Gait®, Intelli-Sense Gait Sensor®, Bioness®, the Bioness Logo and LiveOn® are trademarks of Bioness Inc. | [www.bioness.com](http://www.bioness.com)

© 2012 Bioness Inc.

Laat een Sleepvoet of een Zwakke Bovenbeenspier uw vrijheid niet beperken



Natuurlijker Lopen

NESS  
**L300® Plus**



# NESS L300®

## Natuurlijker lopen dankzij geavanceerde technologie

Bij een sleepvoet is de spier in de voet te zwak om de de voet op te tillen tijdens het lopen. Het NESS L300® Systeem voor een sleepvoet helpt u weer vooruit bij een:

- CVA
- Traumatische hersenbeschadiging
- Incomplete dwarslaesie
- Multiple Sklerose

Het NESS L300 Systeem is een geavanceerd systeem op basis van Functionele Elektro Stimulatie (FES). De NESS L300 stimuleert de zenuwen in uw onderbeen waardoor de spieren worden geactiveerd die nodig zijn voor het optillen van de voet waardoor u natuurlijker gaat lopen.



## Ervaar de voordelen van een draadloos design

Het NESS L300 Systeem voor een sleepvoet bestaat uit 3 componenten die draadloos met elkaar communiceren en zich aanpassen bij verandering in looptempo en terrein. De componenten zijn oplaadbaar, hierdoor heeft u geen kostbare batterijen nodig die regelmatig vervangen moeten worden.

### 1. Comfortabele Beenorthese

De comfortabele beenorthese bevat geen controle knopjes en kan onder bijna elk kledingstuk gedragen worden zonder dat u per ongeluk de programma instelling wijzigt.

### 2. Intelli-Gait® Voetsensor

Wanneer u uw voet optilt zendt de Intelli-Gait® voetsensor draadloze signalen naar de beenorthese. Hierdoor worden de zenuwen gestimuleerd waardoor de spieren worden geactiveerd die nodig zijn om uw voet op te tillen tijdens het lopen.

### 3. Draadloze Afstandsbediening

Een kleine afstandsbediening communiceert draadloos met het systeem. U kunt met de afstandsbediening de stimulatie aanpassen en de unit aan- en uitzetten.



## De Volgende Stap Voorwaarts

Veel mensen met een sleepvoet hebben ook een zwakke bovenbeenspier. Het NESS L300 Plus Systeem is ontwikkeld om een betere controle te krijgen over het buigen en strekken van de knie waardoor u stabiel en met meer zelfvertrouwen loopt en weer aan de dagelijkse activiteiten van het leven deel kan nemen.

## Gelijk Beginnen?

Bel vandaag om te kijken of het NESS L300 Systeem voor sleepvoet en het NESS L300 Plus Systeem iets voor u kunnen betekenen.  
0800 6377 633

NESS  
L300®Plus